

实验室均质仪SHM2

特点

- 可手持或固定支架安装
- 可变转速从5000到28000rpm
- 处理量从0.03ml到2L
- 提供700W的强劲动力

SHM2提供700W的强劲动力适合处理各种样品，如组织均匀，细胞破碎，乳化，悬浮以及蛋白提取等特备适合大容量样品的处理。SHM2可配合SHM/STAND固定在试验台上处理样品，更加稳定，安全。

SHM2可适配一系列不锈钢转头，也可配置聚碳酸酯分散头。

所有的STUART均质仪都提供工具用于拆装转头，以便清洗。

技术参数

产品型号	SHM2
电机功率	700W
速度范围	5000-28000rpm
处理量	0.03ml-2ml
噪声	<72dB
净重	1.6
尺寸	220x70
电源	220-240,50Hz
保护等级	IP 30

订货编号

产品代码	产品代码
SHM2/UK	SHM2标准配置

SHM2

SHM/20

手持式均质仪

SHM分散头

Stuart的一次性分散头是用非常耐用的聚碳酸酯制造，在处理完样品或高压灭菌后，最多使用可达7次，必须配置SHM/ADAPT，用于适配SHM1以及SHM2的主机一次性分散头。

不锈钢分散头适用于多数应用场合，精湛的工艺设计，适合高压灭菌。5mm分散头平头设计，其他分散头为锯齿型，适合处理各种组织破碎。

可选附件

模型	SHM/5	SHM/7	SHM/10	SHM/20	SHM/DISP
尺寸	5mm	7mm	10mm	20mm	7mm
类型	平头	锯齿型	锯齿型	锯齿型	锯齿型
长度	75mm	115mm	115mm	195mm	110mm
处理量	0.03ml - 5ml	0.25ml - 30ml	1.5ml - 100ml	50ml - 2L	0.25 - 30ml

订货编号

型号	产品描述
SHM/5	5mm 不锈钢分散头
SHM/7	7mm 不锈钢分散头
SHM/10	10mm 不锈钢分散头
SHM/20	20mm 不锈钢分散头
SHM/DISP	一次性分散头，1包25个，需要订购SHM/ADAPT

SHM标准附件

SHM/STAND用于支撑STUART均质仪，可直接固定安装SHM2，也适用于SHM1的夹头固定。设计稳固，耐用。可任意调节支架高度。

技术参数

型号	产品描述
基座mm (WxDxH)	220x304x11
支架mm (直径x高度)	16x610
净重kg	3.6

订货编号

SHM/ADAPT	用于适配一次性分散头
SHM/STAND	用于固定安装SHM1以及SHM2
SHM/TOOL	工具替代包，用于拆卸不锈钢分散头



SHM/STAND